



Le site de la
Télec@rdiologie -
**BIOTRONIK Home
Monitoring®**
Guide étape par étape

Contenu

1	Ouverture de session en ligne	5
2	Acceptation des conditions d'utilisation	9
3	Ajout d'un nouveau patient	13
4	Configuration du Remote Scheduling	17
5	Changement des options de notification d'événements	21
6	Changement des notifications selon l'approche IN-TIME	27
7	Création d'un masque d'options	33
8	Ajout d'un nouvel utilisateur	37
9	Ajout d'un nouveau groupe de patients	43
10	Examen d'un patient	47
11	Impression et exportation	61



Ouverture de session en ligne




Ouverture de session en ligne

Veillez saisir le groupe d'utilisateur, le nom d'utilisateur et le mot de passe dans chaque champ associé.

Les trois entrées sont sensibles aux majuscules et aux minuscules.

- Le mot de passe pour les nouveaux utilisateurs sera envoyé par e-mail, comme indiqué sur le formulaire d'inscription.
- Après votre première connexion, vous êtes invité à modifier votre mot de passe.
La fenêtre pour changer le mot de passe s'ouvre automatiquement.

1 Cliquez sur « Se connecter ».



1



Acceptation des conditions d'utilisation



Acceptation des conditions d'utilisation

Après votre première connexion, vous êtes invité à accepter les conditions d'utilisation.

Les conditions d'utilisation sont disponibles en cinq langues.

- 1 Accepter les conditions d'utilisation et continuer.
- 2 Sept jours après avoir choisi « Plus tard », il vous sera à nouveau demandé d'accepter les conditions.

BIOTRONIK Home Monitoring Service Center

Conditions d'utilisation

Veillez lire les conditions d'utilisation ci-dessous et les accepter en cliquant sur «Confirmer».

Terms of Use for the BIOTRONIK Home Monitoring System and ReportShare

[Updated Terms of Use]
The privacy of our customers is important to us. In the course of the new EU General Data Protection Regulation (entering into force on May 25, 2018), we have updated our technical and organizational measures and put them online for you together with the agreement on commissioned data processing via a link. Our Terms of Use have been adapted accordingly.
en Terms of Use..... 1

[Aktualisierte Nutzungsbedingungen]
Die Privatsphäre unserer Kunden ist uns wichtig. Im Zuge der neuen EU-Datenschutz-Grundverordnung (Geltungsbeginn ab 25.05.2018) haben wir unsere technisch-

J'accepte les conditions d'utilisation.

Confirmer Plus tard

1 2



Ajout d'un nouveau patient

Remarque :
Avant d'ajouter un nouveau patient, vérifiez que la prothèse est compatible avec la Téléc@rdiologie, c'est-à-dire qu'elle dispose de l'option « -T » et que la Téléc@rdiologie est activée sur la prothèse.



**ZONE RÉSERVÉE UNIQUEMENT AUX UTILISATEURS
DISPOSANT D'UN ACCÈS COMPLET**

Ajout d'un nouveau patient

Pour enregistrer un nouveau patient vous devez saisir les données de base du patient :

- 1 Saisir un code d'identification de patient ou un numéro d'enregistrement.
- 2 Sélectionner le groupe de patients auquel le nouveau patient doit être assigné.
- 3 Saisir le numéro de série et le PID* de la prothèse, puis cliquez sur « Identifier ».
- 4 Choisir l'indication.
- 5 Cliquer ici pour continuer.

BIOTRONIK Home Monitoring Service Center

Nouveau patient

Données patient

Les cases marquées d'un (*) doivent être remplies.

Données générales

ID patient *

Groupe de patients *

NS de la prothèse: *

PID de la prothèse (inutile d'entrer le PID pour les anciennes prothèses)

Type de prothèse

Date d'implantation

Indication

Commentaires du profil patient

Données personnelles patient

Prénom

Nom

Date de naissance

Sexe Homme Femme Inconnu

Coordonnées Téléphone 1:

Données patient supplémentaires

Personne à contacter Nom 1: Téléphone 1:

Médecin traitant Nom 1: Téléphone 1:



**ZONE RÉSERVÉE UNIQUEMENT AUX UTILISATEURS
DISPOSANT D'UN ACCÈS COMPLET**

*Un numéro d'identification du produit (PID) est requis pour les prothèses sélectionnées. Il se trouve sur toute impression du programmeur BIOTRONIK, ainsi que sur les autocollants fournis avec la prothèse.



Configuration du Remote Scheduling

-  ZONE RÉSERVÉE UNIQUEMENT AUX UTILISATEURS DISPOSANT D'UN ACCÈS COMPLET
-  UNIQUEMENT POUR CERTAINES PROTHÈSES

BIOTRONIK Home Monitoring Service Center

Nouveau patient

Remote Scheduling

Vous pouvez configurer ci-dessous les suivis par télécardiologie pour cette prothèse. Veuillez prendre en compte que l'activation de la configuration sur la prothèse peut prendre quelques jours.

Configuration

Remote Scheduling désactivé périodique

Prochain suivi Télécardio. 18 juillet 2020

Jours entre deux suivis Télécardio. 91

Les suivis par Télécardio seront effectués n'importe quel jour

Prochains suivis Télécardio. sam. 18 juil. 2020 sam. 17 oct. 2020 sam. 16 janv. 2021 sam. 17 avr. 2021 sam. 17 juil. 2021

<< Retour Continuer >>

Configuration du Remote Scheduling

Les données enregistrées par la prothèse du patient sont transmises tous les jours sur le site de la Téléc@rdiologie - BIOTRONIK Home Monitoring, la transmission des données est donc quotidienne.

Avec le Remote Scheduling, vous pouvez définir des dates de suivis programmées afin d'obtenir des EGM périodiques, via le site de la Téléc@rdiologie :

- 1 Cliquer sur « Périodique » pour activer ou « Désactiver » le Remote Scheduling.
- 2 Fixer la date du prochain suivi par Téléc@rdiologie.
- 3 Définir la période minimale qui doit exister entre deux suivis par Téléc@rdiologie.
- 4 Sélectionner le jour de la semaine où vous souhaitez recevoir le suivi par Téléc@rdiologie. Le jour choisi dépend de l'organisation de votre clinique. Vos cinq prochains suivis par Téléc@rdiologie programmés apparaîtront automatiquement. Veuillez noter que d'autres suivis par Téléc@rdiologie sont prévus au-delà de ces dates et qu'aucune autre action n'est nécessaire.
- 5 Cliquer ici pour continuer.

 ZONE RÉSERVÉE UNIQUEMENT AUX UTILISATEURS
DISPOSANT D'UN ACCÈS COMPLET

 UNIQUEMENT POUR
CERTAINES PROTHÈSES

Changement des options de notification d'événements



ZONE RÉSERVÉE UNIQUEMENT AUX UTILISATEURS
DISPOSANT D'UN ACCÈS COMPLET

Changement des options de notification d'événements

Après avoir ajouté un nouveau patient, le système vous redirigera vers les options de notification. Cliquez sur « Editer » pour afficher toutes les options :

- 1 Options
- 2 Editer

The screenshot shows the Biotronik Home Monitoring Service Center interface. The patient name is Val-60782210. The 'Options' tab is selected, and the 'Editer' button is visible. A red arrow points to the 'Options' tab, and two red circles with numbers 1 and 2 point to the 'Options' tab and the 'Editer' button respectively.

Statut le 6 juil. 2020 02:51 Iperia 7 HF-T QP / NS: 60782210
Implantation: 3 déc. 2013

Statut Réglages Enregistrements Historique Profil du patient **Options**

Il n'y a pas de canal de communication actif pour ce groupe de patients en ce moment. Les options marquées "rouge + notification" et "jaune + notification" ne déclencheront donc pas de notification jusqu'à ce que les canaux de communication soient activés.

Options appliquées : Options Individuelles [Editer](#)

Prothèse

- Special device status, ICD therapy disabled, emergency brady active, backup mode, EOS, shock impedance < 20 ohm
- Mode IRM actif
- ERI
- Message déclenché par le programmeur reçu
- Thérapies atriales désactivées

Sonde

- Impédance de stimulation OD: < 250 ohms ou > 1500 ohms
- Amplitude de détection OD (moyenne quotidienne): < 0.5 mV
- Seuil de stimulation OD: > 2.0 V
- Echec contrôle de capture OD au moins 7 fois
- Impédance de stimulation VD: < 250 ohms ou > 1500 ohms
- Amplitude détection VD (min. quotidien): < 2.0 mV
- Seuil de stimulation VD: > 2.0 V
- Echec contrôle de capture VD au moins 7 fois
- Impédance de stimulation VG: < 250 ohms ou > 1500 ohms
- Amplitude détection VG (moyenne quotidienne): < 2.0 mV
- Seuil de stim. VG > 2.0 V
- Echec contrôle de capture VG au moins 7 fois
- Impédance de choc quotidienne: < 30 ohms ou > 100 ohms
- Impédance de choc: < 30 ohms ou > 100 ohms

Arythmie atr.

- Fréquence ventriculaire moyenne pendant TA/FA > 130 bpm pour > 10 % du jour
- Episode atrial long classifié
- Episode de monitoring atrial : chaque
- Episode de thérapie atriale : chaque







ZONE RÉSERVÉE UNIQUEMENT AUX UTILISATEURS
DISPOSANT D'UN ACCÈS COMPLET












Le contenu de l'onglet « Options » dépend de la prothèse du patient.

Changement des options de notification d'événements


Dans l'onglet « Options », sélectionnez un paramètre de notification pour chaque événement de chaque patient :

- 1  Si cette option est sélectionnée pour un événement, l'état du patient devient rouge et une notification est envoyée aux destinataires précisés dans le groupe de patients où le patient est assigné.
- 2  Si cette option est sélectionnée pour un événement, l'état du patient devient au moins jaune (s'il n'y a pas de résultat « rouge ») et une notification est envoyée aux destinataires précisés dans le groupe de patients où le patient est assigné.
- 3  Si cette option est sélectionnée pour un événement, l'état du patient devient au moins jaune (s'il n'y a pas de résultat « rouge »), mais aucune notification n'est envoyée.
- 4  Si cette option est sélectionnée, l'événement est désactivé.
- 5 Ajuster les paramètres, si besoin.

Une fois les paramètres ajustés, vous pouvez enregistrer cette configuration en tant que masque d'options pour le type de prothèse du patient en cours.

Prothèse	
   Off	
<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	Special device status, ICD therapy disabled, emergency brady active, backup mode, EOS, shock impedance < 20 ohm
<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	Mode IRM actif
<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	ERI
<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	Message déclenché par le programmeur reçu
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	Thérapies atriales désactivées
Sonde	
   Off	
<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	Impédance de stimulation OD: < 250 ohms ▼ ou > 1500 ohms ▼
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	Amplitude de détection OD (moyenne quotidienne): < 0,5 mV ▼
<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	Seuil de stimulation OD : > 2,0 V ▼
<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	Echec contrôle de capture OD au moins 7 fois ▼
<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	Impédance de stimulation VD: < 250 ohms ▼ ou > 1500 ohms ▼
<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	Amplitude détection VD (min. quotidien): < 2,0 mV ▼
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	Seuil de stimulation VD : > 2,0 V ▼
<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	Echec contrôle de capture VD au moins 7 fois ▼
<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	Impédance de stimulation VG: < 250 ohms ▼ ou > 1500 ohms ▼
<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	Amplitude détection VG (moyenne quotidienne): < 2,0 mV ▼
<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	Seuil de stim. VG > 2,0 V ▼
<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	Echec contrôle de capture VG au moins 7 fois ▼
<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	Impédance de choc quotidienne: < 30 ohms ▼ ou > 100 ohms ▼
<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	Impédance de choc: < 30 ohms ▼ ou > 100 ohms ▼
Arythmie atr.	
   Off	
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	Charge atriale : > 25 % du jour ▼
<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	Fréquence ventriculaire moyenne pendant TA/FA > 130 bpm ▼ pour > 10 % du jour ▼
<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	Episode atrial long classifié
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	Episode de monitoring atrial : chaque ▼
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	Épisode de thérapie atriale : chaque ▼
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	TSV classifiée: chaque ▼

Changement des notifications selon l'approche IN-TIME



Défibrillateur automatique implantable

Recommandations de l'ESC en 2016 pour le diagnostic et le traitement de l'insuffisance cardiaque aiguë et chronique :

Recommandations	Classe	Niveau
Le suivi de plusieurs paramètres enregistré par le DAI (approche IN-TIME) peut être envisagé chez les patients symptomatiques avec insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite (FEVG \leq 35 %) afin d'améliorer les résultats cliniques.	IIb	B



**ZONE RÉSERVÉE UNIQUEMENT AUX UTILISATEURS
DISPOSANT D'UN ACCÈS COMPLET**

Statut le 30 nov. 2020 13:46 Intica 7 HF-T QP / NS: 60946996
Implantation: 3 avr. 2013

Statut Réglages Enregistrements Historique Profil du patient Options

Certains options ne peuvent pas être modifiées ou désactivées en ce moment car les résultats correspondants n'ont pas encore été confirmés ou sont momentanément reportés.

Prothèse

Off

Etat spécial de la prothèse, thérapies du DAI désactivées, mode brady d'urgence actif, mode de sécurité, EOS, impédance de choc < 20 ohm

Mode IRM actif

ERI

Message déclenché par le programmeur reçu

Thérapies atriales désactivées

Sonde

Off

Impédance de stimulation OD: < 250 ohms ou > 1500 ohms

Amplitude de détection OD (moyenne quotidienne): < 0,5 mV

Seuil de stimulation OD: > 2,0 V

Echec contrôle de capture OD au moins: 7 fois

Impédance de stimulation VD: < 250 ohms ou > 1500 ohms

Amplitude détection VD (min. quotidien): < 2,0 mV

Seuil de stimulation VD: > 2,0 V

Echec contrôle de capture VD au moins: 7 fois

Impédance de stimulation VG: < 250 ohms ou > 1500 ohms

Amplitude détection VG (moyenne quotidienne): < 2,0 mV

Seuil de stim. VG: > 2,0 V

Echec contrôle de capture VG au moins: 7 fois

Impédance de choc quotidienne: < 30 ohms ou > 125 ohms

Impédance de choc: < 30 ohms ou > 125 ohms

Arythmie atr.

Off

Charge atriale: > 50 % du jour

Fréquence ventriculaire moyenne pendant TA/FA: > 120 bpm pour > 20 % du jour

Episode atrial long classifié

Episode de monitoring atrial: chaque

Episode de thérapie atriale: chaque

TSV classifiée: chaque

Arythmie vent.

Off

Episode(s) de monitoring TV1 classifié(s): chaque

TV1 classifiée: chaque

TV2 classifiée: chaque

FV classifiée: chaque

Choc délivré: chaque

Choc(s) à énergie max. inefficace(s)

Moniteur IC

Off

Stimulation CRT: < 80 %

Stim. BIV: < 85 %

Fréq. ventriculaire moyenne: > 80 bpm

Fréq. ventriculaire moy. au repos: > 80 bpm

ESV/h moyen: > 100 ESV/h

Episode

Off

Episodes ventr. longs avec thérapie: > 2 min

Episode monitoring ventr. de longue durée: > 5 min

Episode ventr. avec accélération de rythme atr. inférieure: 500 ms

Episode ventr. avec accélération de rythme vent.

Episode ventr. avec 2 chocs démarrés ou plus

Détails reçus pour le(s) épisode(s) d'arythmie: tous types

Détails d'épisode(s) sans arythmie reçus: tous types

Télétransmission

Off

Premier message reçu

Aucun message reçu depuis: 3 jours

Patient non vu depuis: 3 mois

EGM de suivi Télécardio calendaire reçu

Changement des notifications selon l'approche IN-TIME

Pour les prothèses Acticor/Rivacor :
Les réglages IN-TIME sont disponibles comme un modèle (illustré aux pages 30 et 31).

Pour toutes les autres prothèses :

Ajustez les paramètres de notification comme indiqué :

1 Sonde :

- Amplitude de détection OD (moyenne quotidienne) → Choisissez l'option jaune

2 Arythmie atriale :

- Charge atriale → Choisissez l'option jaune et sélectionnez > 50 % du jour
- Fréquence ventriculaire moyenne pendant TA/FA → Sélectionnez > 120 bpm et > 20 % du jour
- Episode de monitoring atrial → Choisissez l'option jaune
- Episode de thérapie atriale → Choisissez l'option jaune

3 Moniteur IC :

- Stimulation CRT → Sélectionnez < 80 %
- ESV/h moyen → Choisissez l'option jaune et sélectionnez > 100 ESV/h

4 Episode :

- Détails reçus pour le(s) épisode(s) d'arythmie → Choisissez l'option jaune

5 Télétransmission :

- Aucun message reçu depuis → Sélectionnez 3 jours
- EGM de suivi Télécardio calendaire reçu → Choisissez l'option jaune




Le contenu de l'onglet « Options » dépend de la prothèse du patient.

Changement des notifications selon l'approche IN-TIME

Les familles Acticor et Rivacor disposent du nouveau masque IN-TIME. Ce masque d'options exclusif de la Téléc@rdiologie - BIOTRONIK Home Monitoring® fournit un accès en un clic au protocole IN-TIME.

- 1 Accéder aux « Masques d'options » au bas de la page.
- 2 Choisir le masque IN-TIME dans la liste déroulante et cliquer sur la coche à droite.



- 3 Le paramètre d'alerte IN-TIME est maintenant affiché. Confirmer le paramètre en bas de la page. Le masque IN-TIME est désormais actif pour ce patient.

Moniteur IC

Off

Thérapie de resynchronisation : CRT stimulation < 80 %

Fréq. ventriculaire moyenne: > 80 bpm

Fréq. ventriculaire moy. au repos: > 80 bpm

ESV/h moyen: > 100 ESV/h

Episode

Off

Episodes ventr. longs avec thérapie : > 2 min

Episode monitoring ventr. de longue durée: > 5 min

Episode ventr. avec accélération de rythme atr. inférieure 500 ms

Episode vent. avec accélération de rythme vent.

Episode ventr. avec 2 chocs démarrés ou plus

Détails reçus pour le(s) épisode(s) d'arythmie : tous types

Détails d'épisode(s) sans arythmie reçus : tous types

Télétransmission

Off

Premier message reçu

Aucun message reçu depuis 3 jours

Patient non vu depuis 3 mois

EGM de suivi Téléc@rdiologie calendrier reçu

Transmission QuickCheck reçue

Commentaires d'options

Appliquer Reset Annuler

Masques d'options

Appliquer -- Sélectionnez un modèle --

1

PDF Exporter



Création d'un masque d'options

 ZONE RÉSERVÉE UNIQUEMENT AUX UTILISATEURS
DISPOSANT D'UN ACCÈS COMPLET

Commentaires d'options

Protocole IN-TIME

Appliquer

Masques d'options

Appliquer -- Sélectionnez un modèle --

PDF Exporter

Commentaires d'options

Pas de commentaire entré.

Options appliquées : Options individuelles

Les paramètres de notification pour le groupe de patients Patient group 2 peuvent être modifiés dans le profil de groupe de patients.

Masques d'options

Appliquer -- Sélectionnez un modèle --

PDF Exporter

BIOTRONIK Home Monitoring Service Center

Monitoring I2-5-HFTQP-2627 Patient 3 / 3 (filtered)

Early detection
HM follow-up
Administration

All patients
New patient

ReportShare

Received reports

Administration
Users
New user
Patient groups
New patient group
Transmitters
Option templates
Clinic settings

Site tools
Home
What's new
User profile
Contact
Imprint
Help
Sign out

Status on Nov 22, 2017 3:07 PM Itrevia 5 HF-T QP / SN: 34567890
Implantation: Jan 21, 2016

Statut Réglages Enregistrements Historique Profil du patient Options

Ajouter un nouveau masque d'options

Un nouveau masque d'options va être créé pour le modèle De la prothèse BioMonitor. Veuillez entrer un nom pour ce masque.

Nouveau nom de masque:

Masques disponibles actuels: -- Sélectionnez un modèle --

PDF Exporter

Création d'un masque d'options

Enregistrez et renommez les notifications modifiées en tant que masque d'options.

- 1 Appliquer les notifications après les avoir modifiées.
- 2 Sauvegarder les notifications en tant que masque d'options.
- 3 Renommer le masque d'options et l'appliquer.



Ajout d'un nouvel utilisateur

 ZONE RÉSERVÉE UNIQUEMENT AUX ADMINISTRATEURS

Ajout d'un nouvel utilisateur

Pour ajouter un nouvel utilisateur à un groupe d'utilisateurs, remplissez les champs correspondants puis indiquez ensuite si son rôle sera celui d'un administrateur utilisateur ou d'un médecin.

- Un administrateur utilisateur peut ajouter de nouveaux utilisateurs et possède nécessairement l'accès intégral à tous les groupes de patients.
- Il est recommandé d'attribuer deux administrateurs à chaque groupe pour assurer que l'un puisse remplacer l'autre.
- L'administrateur utilisateur peut accorder un accès à un utilisateur médecin, avec ou sans autorisation de changer des réglages de patient.
- Un groupe d'utilisateurs peut comprendre deux administrateurs et 25 médecins maximum. Le nombre d'administrateurs peut être augmenté sur demande auprès du service client du Centre de Service Home Monitoring.

1 Cliquer ici pour ajouter l'utilisateur.

BIOTRONIK Home Monitoring Service Center

Nouvel utilisateur

Ajouter un nouvel utilisateur

Les cases marquées d'un (*) doivent être remplies.
 Le nombre maximal d'administrateurs utilisateur (10) a été atteint dans votre groupe utilisateur.

Nom d'utilisateur *

Prénom *

Nom *

E-mail * Un e-mail de vérification vous sera envoyé dès que vous aurez saisi les données.

Mot de passe *

Confirmer le mot de passe *

Rôle * Administrateur Utilisateur Médecin

Langue *

[Ajouter un utilisateur](#)

1

Ajout d'un nouvel utilisateur

Après avoir ajouté un utilisateur, l'administrateur doit définir les droits d'accès de cet utilisateur.

Cet écran apparaît automatiquement.

- 1 L'accès intégral au groupe de patients désigné est attribué à l'utilisateur.
- 2 L'utilisateur peut visualiser des données patient, mais ne peut changer aucun réglage ni confirmer de résultats.
- 3 L'utilisateur ne peut visualiser aucune donnée patient dans ce groupe.
- 4 Les administrateurs peuvent changer les droits d'accès d'un utilisateur à tout moment en éditant l'accès au groupe de patients.
- 5 Cliquer sur le bouton « Appliquer ».

Max Karl: Editer l'accès au groupe patients

Groupes de patients 1 - 3 de 3

Afficher 10 20 50 1 - 3 de 3

△Groupe de patients	Accès intégral	Lecture uniquement	Pas d'accès
clinic B	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Patient group 1	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Patient group 2	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ReportShare	Accès intégral		Pas d'accès
Rapports de suivi en face-à-face	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	

1 2 3

✓ Appliquer x Annuler

5

Utilisateurs


Utilisateurs 1 - 3 de 3

Recherche [] Afficher 10 20 50 1 - 3 de 3

△Nom d'utilisateur	Nom	Rôle	Droits d'accès	Dernière connexion
Alex2	Alex Horton	Médecin	<input checked="" type="checkbox"/> Editer	19 sept. 2016 11:25
Carsten	Carsten Hennig	Médecin	<input checked="" type="checkbox"/> Editer	pas de connexion jusqu'à présent
alami	Dr. Hassan Alami	Médecin	<input checked="" type="checkbox"/> Editer	27 avr. 2020 18:41

4

Ajout d'un nouveau groupe de patients



Stimulateur cardiaque



SEULS LES ADMINISTRATEURS SONT AUTORISÉS À CRÉER UN NOUVEAU GROUPE DE PATIENTS.



CHAQUE UTILISATEUR AYANT L'ACCÈS INTÉGRAL À CE GROUPE DE PATIENTS PEUT AJOUTER UN MODE DE COMMUNICATION PERSONNEL.

Ajout d'un nouveau groupe de patients

Pour ajouter un nouveau groupe de patients à votre groupe d'utilisateurs, remplissez simplement le formulaire et définissez les modes de communication souhaités.

- 1 Vous pouvez également réutiliser les réglages de communication pré-réglés d'un groupe existant.
- 2 Vous pouvez également sélectionner les paramètres de communication souhaités en fonction du code couleur de l'événement.
- 3 Ajouter plus de canaux de communication pour les e-mails ou les SMS, si besoin.

Nouveau groupe

Ajouter un nouveau groupe de patients

Les cases marquées d'un (*) doivent être remplies.

Nom du groupe de patients *

Commentaire (1000 caractères max.)

Réglages de communication

Copier réglages de: <Veuillez sélectionner> | Confirmer

E-mail: Off | Informations destinataire (facultatif) | Autres

SMS: Off | Informations destinataire (facultatif) | Autres

Export des données DMI

Exportation automatique (pour ce groupe de patients): Activer | Désactiver

Ajouter un groupe de patients

 SEULS LES ADMINISTRATEURS SONT AUTORISÉS À CRÉER UN NOUVEAU GROUPE DE PATIENTS.


 CHAQUE UTILISATEUR AYANT L'ACCÈS INTÉGRAL À CE GROUPE DE PATIENTS PEUT AJOUTER UN MODE DE COMMUNICATION PERSONNEL.

Examen d'un patient

Patients à examiner

Rapport Quick View

Fonction de confirmation



Moniteur cardiaque implantable

Patients à examiner

Max Karl

7 juil. 2020 08:55

Vos patients aujourd'hui
Vous avez 1 patient à consulter.

- Détection précoce
- Suivi par Téléc@rdiologie
- QuickCheck
- Administration

BIOTRONIK ReportShare

Rapport(s) de suivi en face-à-face à consulter

Voir tous les rapports de suivi en face-à-face

Accueil

Nouveau !

Profil d'utilisateur

Contact

Aide

Se déconnecter

Examen d'un patient

Une fois connecté au site de la Téléc@rdiologie - BIOTRONIK Home Monitoring®, le WorkflowAssist améliore votre efficacité en facilitant le triage des patients.

- 1 La section « Vos patients aujourd'hui » vous informe de l'état général de vos patients.
- 2 Cliquez sur des catégories spécifiques pour examiner et confirmer les événements de vos patients :
 - Le lien « Détection précoce » affiche uniquement les patients qui possèdent au moins un nouvel événement cliniquement pertinent et lié à la prothèse, comme une fibrillation ventriculaire (FV) ou une tachycardie ventriculaire (TV) détectée.
 - Le lien « Suivi par Téléc@rdiologie » affiche uniquement les patients pour lesquels a été programmé un contrôle à distance planifié. L'utilisateur peut alors analyser toutes les données nécessaires à un contrôle à distance ainsi qu'un EGM périodique récent.
 - Le lien « Administration » affiche uniquement les patients qui ont reçu au moins un nouvel événement administratif (par ex., premier message reçu, aucun message reçu).



Si vous recevez une notification par e-mail indiquant qu'un résultat a été détecté pour un certain patient, vous pouvez utiliser les liens dans l'e-mail pour vous connecter rapidement.

Patients à examiner

→

Patients à consulter

Patients 1 - 1 de 1

Recherche [] Afficher 10 20 50

ID patient	Résultat	Prothèse/NS	Implantation	Commentaire
Acticor7HFTQP_133	Prothèse DetOff...	Acticor 7 HF-1 60520133	1 mars 2018	veuillez observer la charge de fibrillation atriale

View Patients for review All patient groups Activated monitoring Extended view PDF

1 2 3 4

Administration

Utilisateurs

Nouvel utilisateur

Groupes de patient

Nouvel groupe

Transmetteurs

Masques d'options

Paramétrage du centre

Outils du site

Accueil

Nouveau !

Profil d'utilisateur

Contact

Aide

Se déconnecter

Examen d'un patient

La liste des « Patients à consulter » affiche uniquement les patients nécessitant une attention pour :

- La détection précoce
- Le suivi par Téléc@rdiologie
- L'administration

Le code couleur ou le statut vous aide à différencier les priorités cliniques.

- 1 Identification du patient
- 2 Résultat principal
- 3 Prothèse et date d'implantation
- 4 Commentaires précédents ajoutés par un utilisateur

Cliquez sur l'**ID patient** pour afficher le dossier du patient avec ses événements en cours.

Acticor7HFTQP_133

Statut le 7 juil. 2020 06:44 Acticor 7 HF-T / NS: 60520133
Implantation: 1 mars 2018

Statut Réglages Enregistrements Historique Profil du patient Options QuickCheck

Résumé Prothèse Sonde Brady/CRT Arythmie atr. Arythmie vent. Param. physiol. Moniteur IC

1	Résumé	EGM de suivi Télécardio calendaire reçu EGM de suivi Télécardio calendaire reçu le 28 févr. 2019 17:41:05	Nouveau.	Confirmation
		Plusieurs transmissions QuickCheck reçues 9 transmissions QuickCheck reçues entre 1 mars 2019 12:00:09 et 3 juin 2020 13:31:33	Nouveau.	Confirmation
1	Prothèse	Thérapies du DAI désactivées Aucun thérapie disponible au moins depuis le 5 sept. 2018 12:23:38	Nouveau.	Confirmation
		Message déclenché par le programmeur reçu 14 message(s) déclenché(s) par programmeur reçu(s) depuis le 15 mai 2019 14:29:44 - Dernier reçu le 20 mai 2019 17:53:07	Nouveau.	Confirmation
1	Administratif	Premier message depuis l'activation, reçu le 28 févr. 2019 17:41:05 134 autre(s) message(s) reçu(s) depuis	Nouveau.	Confirmation
		La configuration de la fonction Remote Scheduling depuis 26 juil. 2018 n'a pas pu être activée. Si aucune mesure n'est prise, les suivis par Télécardio ne se feront pas aux dates planifiées.		Réessayer l'activation Editer la configuration Annuler l'activation
		Le suivi Télécardio du patient est prévu le 7 juil. 2020 La transmission de IEGM pour un suivi Télécardio n'est pas encore arrivée. L'heure d'arrivée dépend de l'heure de transmission Télécardio de la prothèse.	Nouveau.	Confirmation
	Remarque	Aucune thérapie active - Suivi recommandé		

Remote Scheduling

Quick View

Commentaire de statut

Historique

PDF Exporter

Examen d'un patient

En cliquant sur le code d'identification d'un patient, vous pouvez consulter le résumé de son état clinique.

- 1 Statut du patient
- 2 En cliquant sur « Quick View », vous pouvez consulter un résumé complet des informations cliniquement pertinentes sur une seule page.
- 3 Type d'événement avec un lien vers les détails de l'événement
- 4 Résumé de l'événement
- 5 Racourci pour afficher les détails des enregistrements (type d'épisode* et IEGM éventuellement transmis)

*Les paramètres d'épisode dépendent du modèle de prothèse du patient sélectionné.

Patients à examiner

The screenshot shows the patient monitoring interface for Acticor7HFTQP_133. The interface includes a sidebar on the left with navigation options like 'Monitoring', 'Patients à consulter', and 'Outils du site'. The main content area displays the patient's status and various event logs. Five numbered callouts highlight specific features: 1 points to the patient's status bar at the top; 2 points to the 'Historique' (History) tab at the bottom; 3 points to the 'Ajouter le commentaire' (Add comment) button; 4 points to the 'PDF' and 'Exporter' buttons at the bottom right; and 5 points to the 'Patient 5 / 6 (filtré)' dropdown menu at the top.

Acticor7HFTQP_133 Retour à l'aperçu Patient 5 / 6 (filtré) PDF Exporter

Statut le 19 nov. 2020 15:58 Acticor 7 HF-T / NS: 60520133 Implantation: 1 mars 2018

Statut Réglages Enregistrements Historique Profil du patient Options QuickCheck

Résumé Prothèse Sonde Brady/CRT Arythmie atr. Arythmie vent. Param. physiol. Moniteur IC

Résumé

- Plusieurs EGM de suivi Télécardio calendaire reçus
2 EGM de suivi Télécardio calendaire reçus entre le 28 févr. 2019 17:41:05 et le 26 août 2020 17:07:24 Nouveau. Confirmation
- Plusieurs transmissions QuickCheck reçus
13 transmissions QuickCheck reçus entre 1 mars 2019 12:00:09 et 26 août 2020 17:07:16 Nouveau. Confirmation

Prothèse

- Thérapies du DAI désactivées
Aucun thérapie disponible au moins depuis le 5 sept. 2018 12:23:38 Nouveau. Confirmation
- Message déclenché par le programmeur reçu
14 message(s) déclenché(s) par programmeur reçu(s) depuis le 15 mai 2019 14:29:44 - Dernier reçu le 20 mai 2019 17:53:07 Nouveau. Confirmation

Administratif

- Premier message depuis l'activation, reçu le 28 févr. 2019 17:41:05
220 autre(s) message(s) reçu(s) depuis Nouveau. Confirmation
- La configuration de la fonction Remote Scheduling depuis 26 juil. 2019 n'a pas pu être activée. Si aucune mesure n'est prise, les suivis par Télécardio ne se feront pas aux dates planifiées. Réessayer l'activation Editer la configuration Annuler l'activation
- Le suivi Télécardio du patient est prévu le 14 nov. 2020
La transmission de l'EGM pour un suivi Télécardio n'est pas encore arrivée. L'heure d'arrivée dépend de l'heure de transmission Télécardio de la prothèse. Nouveau. Confirmation

Remarque Aucune thérapie active - Suivi recommandé

Remote Scheduling

Quick View

Commentaire de statut

Ajouter le commentaire

Historique PDF Exporter

Examen d'un patient

Le résumé du statut vous donne la possibilité de :

- 1 Consulter le statut du patient.
- 2 Consulter l'historique des événements du patient des 90 derniers jours.
- 3 Ajouter des commentaires spécifiques sur les événements nouvellement reçus.
- 4 Effectuer une exportation vers le système DMI (dossier médical informatisé). L'export DMI doit être configuré par l'administrateur dans le paramétrage du centre.
- 5 Pour examiner le patient suivant, cliquez sur la flèche en haut à droite.

Examen d'un patient

Le Quick View fournit un examen rapide et facile de toutes les données pertinentes du patient et de la prothèse en un coup d'œil.

- État de la prothèse
- Résultats
- Réglages tachy
- Réglages brady/CRT/FA
- Sondes de bradycardie
- Sonde de défibrillation
- Arythmies ventriculaires
- Histogramme de fréquence
- Arythmies atriales
- Épisodes d'événements
- Tendances des sondes
- Tendances à long terme

Quick View

Nom : - Iperia 7 HF-T QP (NS 60782210) Dernière message : 7 juil. 2020
 Téléphone : - CRT-D implanté le 3 déc. 2015 Dernière suivi : 25 juin 2020

Etat de la prothèse			
Statut OK			
Etat de la pile	MOS1 / 40%	EOS	ERI MOS2 MOS1 BOS
Tension de pile	2,91 V (7 juil. 2020)		
Durée Charge	9,3 s pour 40 J (11 juin 2020 01:29:46)		

Réglages tachy						
	Limite zone	1ère ATP	2ème ATP	1er choc	2ème choc	3 - ième choc
TV1	162 bpm	OFF	OFF	OFF	---	---
TV2	OFF	OFF	OFF	---	---	---
FV	200 bpm	Rafale	40 J	40 J	6 * 40 J	

Réglages brady / CRT / FA			
Mode	DDD / BIV-VD		
Fréq. base/max. [bpm]	30 / 140		
Délai AV	60 ms		
Comm. Mode	160 bpm / DDIR		
Limite zone TA/FA	200 bpm		

Sondes brady			
	Sonde OD	Sonde VD	Sonde VG
Imp. de stimulation [ohms]	505	476	896
Seuil de stimulation [V]	OFF	0,7	1,7
Ampl. détection moy/min [mV]	4,7 / 4,3	4,4 / 3,9	14,9 / 13,0
Programmée [V@ms]	4,00 @ 1,50	1,7 AUTO @ 0,40	2,7 AUTO @ 0,40

Sonde de défibrillation	
Impédance de choc [ohm]	96
Impédance dernier choc [ohms]	86 (20/09/18)

Arythmies ventr. depuis le 26 juin 2020			
	TV1	TV2	FV
Episodes avec thérapie	0	0	0
ATP démarrés/efficaces	0 / 0	0 / 0	0 / 0
Chocs chargés/annulés/efficaces	0 / 0 / 0		
Dernier épisode: Monitoring atrial (6 juil. 2020 06:07:49)			

Arythmies atriales depuis 26 juin 2020	
Charge atriale (valeur moyenne)	1,7 %/jour
Fréq. vent. moyenne pendant TA/FA (valeur moyenne)	99 bpm
Arythmie atriale en cours en fin d'intervalle de monitoring	NON
Episodes de monitoring/traitements atriaux	9 / OFF
Traitement atrial délivré/ eff.	OFF
Episodes de TSV	0

Histogr. fréquence du 16 mars 2020 au 20 juin 2020			
Fréq. atr.			
Fréq. ventr.			

Episodes d'événements depuis le 26 juin 2020 (valeurs moy.)	
	Stimulation Ap 0 % Vp 95 % Vs 95 %

Tendances sonde	
Impéd. stimulation	
Amplit. P.R moyenne	
Seuil stimulation	
Impéd. de choc	

Tendances long terme	
Fréquence cardiaque	
Variabilité pp	
Activité du patient	
Charge atriale	

Fonction de confirmation

The screenshot displays the Acticor patient management interface for patient Acticor7 HFTQP_133. The interface is divided into several sections:

- Navigation:** A sidebar on the left contains menu items such as 'Monitoring', 'Patients à consulter', 'Rapports reçus', 'Administration', 'Utilisateurs', 'Groupes de patient', 'Transmetteurs', 'Masques d'options', 'Paramétrage du centre', and 'Outils du site'.
- Header:** Shows the patient's name 'Acticor7 HFTQP_133', the date and time 'Statut le 19 nov. 2020 15:58', and the device model 'Acticor 7 HF-T / NS: 60520133'.
- Event List:** A table of events with columns for event type, description, status, and action.

Statut	Réglages	Enregistrements	Historique	Profil du patient	Options	QuickCheck	
Statut	Réglages	Enregistrements	Historique	Profil du patient	Options	QuickCheck	
Résumé	Prothèse	Sonde	Brady/CRT	Arythmie atr.	Arythmie vent.	Param. physiol.	Moniteur IC
!	Résumé	Plusieurs EGM de suivi Télécardio calendaire reçus 2 EGM de suivi Télécardio calendaire reçus entre le 28 févr. 2019 17:41:05 et le 26 août 2020 17:07:24	Nouveau.	✓ Confirmation			
	Rapports reçus	Plusieurs transmissions QuickCheck reçues 13 transmissions QuickCheck reçues entre 1 mars 2019 12:00:09 et 26 août 2020 17:07:16	Nouveau.	✓ Confirmation			
!	Prothèse	Thérapies du DAI désactivées Aucun thérapie disponible au moins depuis le 5 sept. 2019 12:23:38	Nouveau.	✓ Confirmation			
		Message déclenché par le programmeur reçu 14 message(s) déclenché(s) par programmeur reçu(s) depuis le 15 mai 2019 14:29:44 - Dernier reçu le 29 mai 2019 17:53:07	Nouveau.	✓ Confirmation			
!	Administratif	Premier message depuis l'activation, reçu le 28 févr. 2019 17:41:05 220 autre(s) message(s) reçu(s) depuis	Nouveau.	✓ Confirmation			
		La configuration de la fonction Remote Scheduling depuis 26 juil. 2019 n'a pas pu être activée. Si aucune mesure n'est prise, les suivis par Télécardio ne se feront pas aux dates planifiées.		Réessayer l'activation	Editer la configuration	Annuler l'activation	
		Le suivi Télécardio du patient est prévu le 14 nov. 2020 La transmission de l'EGM pour un suivi Télécardio n'est pas encore arrivée. L'heure d'arrivée dépend de l'heure de transmission Télécardio de la prothèse.	Nouveau.	✓ Confirmation			
	Remarque	Aucune thérapie active - Suivi recommandé					
	Remote Scheduling						
	Quick View						
	Commentaire de statut	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 40px; width: 100%;"></div>					Ajouter le commentaire
	Historique						
- Annotations:** A red arrow points to the 'Confirmation' button in the first event row, which is circled in red and labeled with the number '1'.

Examen d'un patient

Lors de l'examen de l'état clinique d'un patient, vous pouvez confirmer les événements :

En confirmant un événement :

- Certains événements deviennent blanc immédiatement si leur condition de base n'est plus présente.
- D'autres événements peuvent rester colorés si leur condition nécessite des mesures supplémentaires pour confirmer qu'ils sont résolus. Par exemple : Un événement de mesure de seuil nécessite d'être résolu avant de devenir blanc.

Pour confirmer un événement, vous devez avoir un accès intégral au groupe correspondant du patient. Vous pouvez afficher tous les résultats confirmés dans l'historique du patient.

- 1 Cliquer ici pour confirmer les événements. Les événements confirmés peuvent ensuite être annulés dans la journée.



ZONE RÉSERVÉE UNIQUEMENT AUX UTILISATEURS
DISPOSANT D'UN ACCÈS COMPLET

Impression et exportation

Quick View

Sélection facultative

Fonction d'exportation



LA CONFIGURATION ET L'ACTIVATION DE LA FONCTION EXPORT DMI
SONT UNIQUEMENT RÉSERVÉES AUX ADMINISTRATEURS

Quick View

→

Acticor7HFTQP_133

Retour à l'aperçu Patient 5 / 6 (filtré) PDF Exporter

Statut le 19 nov. 2020 15:58 Acticor 7 HF-T / NS: 60520133
Implantation: 1 mars 2019

Statut Réglages Enregistrements Historique Profil du patient Options QuickCheck

Résumé Prothèse Sonde Brady/CRT Arythmie atr. Arythmie vent. Param. physiol. Moniteur IC

Résumé

Plusieurs EGM de suivi Télécardio calendaire reçus
2 EGM de suivi Télécardio calendaire reçus entre le 28 févr. 2019 17:41:05 et le 26 août 2020 17:07:24 Nouveau. Confirmation

Plusieurs transmissions QuickCheck reçues
13 transmissions QuickCheck reçues entre 1 mars 2019 12:00:09 et 28 août 2020 17:07:16 Nouveau. Confirmation

Prothèse

Thérapies du DAI désactivées
Aucun thérapie disponible au moins depuis le 5 sept. 2018 12:23:38 Nouveau. Confirmation

Message déclenché par le programmeur reçu
14 message(s) déclenché(s) par programmeur reçu(s) depuis le 15 mai 2019 14:29:44 - Dernier reçu le 20 mai 2019 17:53:07 Nouveau. Confirmation

Administratif

Premier message depuis l'activation, reçu le 28 févr. 2019 17:41:05
220 autre(s) message(s) reçu(s) depuis Nouveau. Confirmation

La configuration de la fonction Remote Scheduling depuis 26 juil. 2018 n'a pas pu être activée.
Si aucune mesure n'est prise, les suivis par Télécardio ne se feront pas aux dates planifiées. Réessayer l'activation
Editer la configuration
Annuler l'activation

Le suivi Télécardio du patient est prévu le 14 nov. 2020
La transmission de l'EGM pour un suivi Télécardio n'est pas encore arrivée. L'heure d'arrivée dépend de l'heure de transmission Télécardio de la prothèse. Nouveau. Confirmation

Remarque Aucune thérapie active - Suivi recommandé

Remote Scheduling

Quick View

Commentaire de statut

Ajouter le commentaire

Historique

PDF Exporter

1

2

Impression et exportation

Pour chaque patient, vous pouvez imprimer une sélection de rapports de synthèse ou les sauvegarder sous format PDF.

- 1 En cliquant sur « Quick View », vous pouvez afficher, sauvegarder et imprimer un rapport de synthèse du patient.
- 2 Cliquer sur « PDF » pour sélectionner et imprimer la fiche d'information patient souhaitée.

Sélection facultative

Cocher la case correspondante si vous désirez que les données soient ajoutées au rapport PDF généré. Les cases des onglets affichant des informations rouges ou jaunes sont déjà cochées.

<input checked="" type="checkbox"/> Statut
<input checked="" type="checkbox"/> Quick View
<input checked="" type="checkbox"/> Résultats
<input type="checkbox"/> Prothèse
<input checked="" type="checkbox"/> Sonde
<input type="checkbox"/> Brady/CRT
<input type="checkbox"/> Arythmie atr.
<input checked="" type="checkbox"/> Arythmie vent.
<input type="checkbox"/> Param. physiol.
<input checked="" type="checkbox"/> Moniteur IC
<input checked="" type="checkbox"/> Réglages
<input type="checkbox"/> Aperçu
<input type="checkbox"/> Sonde
<input type="checkbox"/> Brady/CRT
<input type="checkbox"/> Arythmie atr.
<input type="checkbox"/> Arythmie vent.
<input type="checkbox"/> Télétransmission
<input type="checkbox"/> Enregistrements
<input checked="" type="checkbox"/> Liste d'épisodes
<input type="checkbox"/> Patient
<input type="checkbox"/> Données patient
<input type="checkbox"/> Informations sonde
<input checked="" type="checkbox"/> Historique
<input checked="" type="radio"/> Imprimer les 20 dernières entrées seulement
<input type="radio"/> Imprimer toutes les entrées (fichier PDF éventuellement important)
<input type="checkbox"/> Options
<input type="checkbox"/> Données patient sans nom ni date de naissance

Sélectionner tous Créer un PDF << Retour

1

Impression et exportation

Sélectionnez toutes les catégories supplémentaires à imprimer ou à sauvegarder.

Les catégories d'événement rouge ou jaune en cours sont automatiquement sélectionnées.

- 1 Par exemple, sélectionner Quick View et Moniteur IC pour afficher directement un rapport de synthèse d'un patient.
- 2 Cliquer ici pour créer un PDF.

2

Quick View - 7 juil. 2020

A : Monsieur Untel

Nom : - DdN : - Iperia 7 HF-T OP (NS 60782210) Dernier message : 7 juil. 2020
 ID patient : Val-60782210 Téléphone : - CRT-D implanté le 3 déc. 2015 Dernier suivi : 25 juin 2020



Etat de la prothèse	
Statut	OK
Etat de la pile	MOS1 / 40% E05 G58 M052 MOS1 B05
Tension de pile	2,91 V (7 juil. 2020)
Durée Charge	9,3 s pour 40 J (11 juin 2020 01:29:46)

Résultats	
Impédance de choc quotidienne hors limites	
Choc(s) à énergie max. inefficace(s)	
FV classifiée	
Il y a d'autres résultats.	


Réglages tachy						
	Limite zone	1ère ATP	2ème ATP	1er choc	2ème choc	3 - nième choc
TV1	162 bpm	OFF	OFF	OFF	---	---
TV2	OFF	OFF	OFF	---	---	---
FV	200 bpm	Rafale		40 J	40 J	6 * 40 J

Réglages brady / CRT / FA	
Mode	DDD / BIV-VD
Fréq. base/max. [bpm]	30 / 140
Délai AV	60 ms
Comm. Mode	160 bpm / DDIR
Limite zone TA/FA	200 bpm

Sondes brady			
	Sonde OD	Sonde VD	Sonde V6
Imp. de stimulation [ohms]	505	476	896
Seuil de stimulation [V]	OFF	0,7	1,7
Ampl. détection moy/min [mV]	4,7 / 4,3	4,4 / 3,9	14,9 / 13,0
Programmée [V8ms]	4,00 @ 1,50	1,7 AUTO @ 0,40	2,7 AUTO @ 0,40



Sonde de défibrillation	
Impédance de choc [ohm]	96
Impédance dernier choc [ohms]	86 (20/09/18)

Arhythmies ventr. depuis le 26 juin 2020			
	TV1	TV2	FV
Episodes avec thérapie	0	0	0
ATP démarrés/efficaces	0 / 0		
Chocs chargés/annulés/efficaces	0 / 0 / 0		
Dernier épisode: Monitoring atrial (6 juil. 2020 06:07:49)			



Arhythmies atriales depuis 26 juin 2020	
Charge atriale (valeur moyenne)	1,7 %/jour
Fréq. vent. moyenne pendant TA/FA (valeur moyenne)	99 bpm
Arhythmie atriale en cours en fin d'intervalle de monitoring	NON
Episodes de monitoring/traitements atriaux	9 / OFF
Traitement atrial délivré/ eff.	OFF
Episodes de TSV	0

Episodes d'évènements depuis le 26 juin 2020 (valeurs moy.)	
Stimulation	
Ap	0 %
VDp	95 %
BIV	95 %



Rapport d'état - 7 juil. 2020


A : Monsieur Untel

Nom : - DdN : - Iperia 7 HF-T OP (NS 60782210) Dernier message : 7 juil. 2020
 ID patient : Val-60782210 Téléphone : - CRT-D implanté le 3 déc. 2015 Dernier suivi : 25 juin 2020



Statut - Moniteur IC:

Etat de la prothèse 7 juil. 2020		Arhythmies depuis 26 juin 2020				
Etat de la prothèse	OK	Episodes	0	0	0	0
Etat de la pile	OK (MOS1)	ATP démarrés/efficaces	0 / 0		0 / 0	0 / 0
Mode stimulation	DDD (BIV-VD en premier)	Chocs chargés/annulés/efficaces	0 / 0 / 0		-	



Fonction d'exportation

Paramétrage du centre

Export des données DMI **Paramétrage ReportShare**

Paramétrage fichier XML
 Format XML IEEE 11073-10103 Pacerat® GC III Pacerat Optima™

Paramétrage du fichier PDF
 Inclure PDF

Unité d'intervalle souhaitée ms bpm (pour export. autom. seulement)

Paramètres de l'export de données
 Exportation automatique Activer Désactiver
 Données patient sans nom ni date de naissance Activer Désactiver

Acticor7HFTQP_133 Retour à l'aperçu Patient 5 / 6 (filtré) PDF Exporter

Statut le 19 nov. 2020 15:58 Acticor 7 HF-T / NS: 60520133
 Implantation: 1 mars 2018

Statut Réglages Enregistrements Historique Profil du patient Options QuickCheck

Résumé Prothèse Sonde Brady/CRT Arythmie atr. Arythmie vent. Param. physiol. Moniteur IC

Résumé

Plusieurs EGM de suivi Télécardio calendaire reçus Nouveau.

2 EGM de suivi Télécardio calendaire reçus entre le 28 févr. 2019 17:41:05 et le 26 août 2020 17:07:24

Plusieurs transmissions QuickCheck reçues Nouveau.

13 transmissions QuickCheck reçues entre 1 mars 2019 12:00:09 et 28 août 2020 17:07:16

Prothèse

Thérapies du DAI désactivées Nouveau.

Aucun thérapie disponible au moins depuis le 5 sept. 2018 12:23:38

Message déclenché par le programmeur reçu Nouveau.

14 message(s) déclenché(s) par programmeur reçu(s) depuis le 15 mai 2019 14:29:44 - Dernier reçu le 20 mai 2019 17:53:07

Administratif

Premier message depuis l'activation, reçu le 28 févr. 2019 17:41:05 Nouveau.

220 autre(s) message(s) reçu(s) depuis

La configuration de la fonction Remote Scheduling depuis 26 juil. 2018 n'a pas pu être activée. Si aucune mesure n'est prise, les suivis par Télécardio ne se feront pas aux dates planifiées.

Le suivi Télécardio du patient est prévu le 14 nov. 2020 Nouveau.

La transmission de l'EGM pour un suivi Télécardio n'est pas encore arrivée. L'heure d'arrivée dépend de l'heure de transmission Télécardio de la prothèse.

Remarque: Aucune thérapie active - Suivi recommandé

Remote Scheduling

Quick View

Commentaire de statut

Historique

PDF Exporter

Impression et exportation


Via l'export DMI, les données peuvent être intégrées dans des systèmes logiciels (par exemple, Pacerat®) ou directement dans le système DMI de votre centre.¹

- 1 Configurer et activer l'export DMI dans l'onglet « Paramétrage du centre ».
- 2 Les utilisateurs ont la possibilité de lancer manuellement l'exportation des données d'un seul patient vers le système DMI du centre.

 LA CONFIGURATION ET L'ACTIVATION DE LA FONCTION EXPORT DMI SONT UNIQUEMENT RÉSERVÉES AUX ADMINISTRATEURS


¹ Contactez votre représentant BIOTRONIK local pour en savoir plus sur l'export DMI.

From Vision to Impact. That's Excellence for Life.



Du premier stimulateur
cardiaque allemand
aux soins cardiaques connectés.

biotronik.fr



La Téléc@rdiologie - BIOTRONIK Home Monitoring®

Guide étape par étape

Pour obtenir une explication plus détaillée, cliquez sur la fonction d'aide en ligne. Pour cela cliquez sur « Aide » dans le champ « Outils du site ». Vous y trouverez des informations sur toutes les fonctionnalités du site de la Téléc@rdiologie.

Si vous souhaitez envoyer un e-mail au service client du Centre de Service Home Monitoring, cliquez sur « Contact ».

Notre adresse e-mail est telecardiologie@biotronik.com.