


Vasculaire Interventionnel // **Coronaire**
Stent Coronaire Couvert

PK Papyrus



PK Papyrus

Stent Coronaire Couvert

Vasculaire
Interventionnel
Coronaire



Fiche technique

Stent

Matériau du revêtement de l'endoprothèse	Non tissé, polyuréthane électro lé
Épaisseur du revêtement de l'endoprothèse	90 µm
Épaisseur de l'entretoise de l'endoprothèse	ø 2,5 - 3,0 mm : 60 µm (0,0024 po) ; ø 3,5 - 4,0 mm : 80 µm (0,0031 po) ; ø 4,5 - 5,0 mm : 120 µm (0,0047 po)
Matériau de l'endoprothèse	Chrome cobalt (L-605) avec revêtement en carbure de silicium amorphe proBIO
Diamètre maximal d'expansion de l'endoprothèse	ø 2,5 - 3,0 mm : 3,50 mm ; ø 3,5 - 4,0 mm : 4,65 mm ; ø 4,5 - 5,0 mm : 5,63 mm

Système de pose

Diamètre du guide	0,014"
Longueur utile du cathéter	140 cm
Cathéter guide recommandé	ø 2,5 - 4,0 mm : 5F (ø int. min.* 0,056 po) ø 4,5 - 5,0 mm : 6F (ø int. min.* 0,070 po)
Pression nominale (PN)	ø 2,5 - 3,5 mm : 8 atm ; ø 4,0 - 5,0 mm : 7 atm
Pression de rupture (RBP)	ø 2,5 - 4,0 mm : 16 atm ; ø 4,5 - 5,0 mm : 14 atm

* int. min. = Diamètre interne minimum

Références

Stent Longueur utile du cathéter 140 cm

Stent ø (mm)	Longueur du stent (mm)		
	15	20	26
2,5	369380	369386	-
3,0	369381	369387	381789
3,5	369382	369388	381790
4,0	369383	369389	381791
4,5	369384	369390	369392
5,0	369385	369391	369393

5F

6F

BIOTRONIK AG
Ackerstrasse 6
8180 Bülach · Suisse
Tel +41 (0)44 8645111
Fax +41 (0)44 8645005
info.vi@biotronik.com

BIOTRONIK FRANCE
Parc ICADE
2, rue Nicolas Ledoux BP 70231
94528 Rungis Cedex France Tel +33
(0) 1 46 75 96 60
Fax +33 (0) 1 4978 08 81
www.biotronik.fr