

Ihre Daten sind bei uns in guten Händen

1. Cybersicherheitsmanagement

Um die Sicherheit unserer Implantate zu gewährleisten, haben wir einen strukturierten Managementprozess für Cybersicherheit etabliert, mit dem während des gesamten Lebenszyklus unserer Produkte Cybersicherheitsrisiken identifiziert und kontrolliert werden. Dies bedeutet, dass wir hochwertige Produkte auf den Markt bringen sowie kontinuierlich neue Cybersicherheitsrisiken überwachen und analysieren, um potenzielle Interaktionen mit Implantaten von BIOTRONIK zu unterbinden.

2. Datenspeicherung & IT-Infrastruktur

BIOTRONIK übernimmt die Datenverarbeitung im Namen Ihres behandelnden Arztes. Wir geben keine Daten an Dritte weiter. Ihre Daten werden ohne Ausnahme im BIOTRONIK Home Monitoring Service Center in Berlin gespeichert. Für das Home Monitoring betreibt BIOTRONIK dort eine sichere Infrastruktur auf dem neuesten Stand der Technik. Das Fundament dieser Infrastruktur ist das nach ISO 27001 zertifizierte Informationssicherheitsmanagementsystem von BIOTRONIK.

3. Datenschutzprozess

BIOTRONIK arbeitet mit einem Informationssicherheitsmanagementsystem, um eine Einhaltung aller Anforderungen der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sicherzustellen (u. a. Rechtmäßigkeit, Fairness und Transparenz, Zweckbeschränkung, Rechte betroffener Personen, Sicherheit personenbezogener Daten). Um den Schutz sensibler Patientendaten auf sehr hohem Niveau zu gewährleisten, haben wir umfangreiche technische und organisatorische Maßnahmen ergriffen. Die Maßnahmen unterliegen einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt in Übereinstimmung mit den Anforderungen der europäischen DSGVO und der US-amerikanischen HIPAA-Vorschriften (Health Insurance Portability and Accountability Act).

Wenn Sie Fragen zu Ihren Daten haben, wenden Sie sich bitte direkt an Ihren behandelnden Arzt.



BIOTRONIK
Home Monitoring®
Patientensicherheit &
Datenschutz

461089/A/2010

© BIOTRONIK SE & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten. Technische
Änderungen vorbehalten.

BIOTRONIK SE & Co. KG
Woermannkehe 1
12359 Berlin / Germany
www.biotronik.com

CE0123


 **BIOTRONIK**
excellence for life

 **BIOTRONIK**
excellence for life



BIOTRONIK Home Monitoring® Funktionsweise

In der folgenden Übersicht ist dargestellt, wie mit dem BIOTRONIK Home Monitoring System Ihre Daten täglich von Ihrem Implantat zu Ihrem Arzt gesendet werden.



- 1 Einmal täglich, in der Regel nachts, sendet Ihr Implantat einen Datensatz an Ihren CardioMessenger. Zusätzlich wird bei implantierbaren Defibrillatoren direkt nach dem Auftreten von bestimmten Ereignissen eine Datenübertragung initiiert.
- 2 Ihr CardioMessenger leitet die empfangenen Daten direkt an das Home Monitoring Service Center weiter.
- 3 Die Übertragung der Daten über das Mobilfunknetz erfolgt immer verschlüsselt.
- 4 Im Home Monitoring Service Center werden Ihre Daten in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzbestimmungen gespeichert (europäische Datenschutz-Grundverordnung und andere geltende Vorschriften).
- 5 Ihr behandelnder Arzt kann sich auf der sicheren Home Monitoring Service Center-Webseite anmelden, die Daten sichten und bei Bedarf handeln.

Liebe Patientin, lieber Patient,

Ihre Sicherheit und der Schutz Ihrer Daten sind für uns sehr wichtig. Deshalb investieren wir die notwendige Zeit und die notwendigen Ressourcen, um alle von uns angebotenen therapeutischen Lösungen vollständig sicher und zuverlässig zu machen.

Dies gilt auch für unser BIOTRONIK Home Monitoring® System, mit dem Ihr Arzt kontinuierlich die Funktionen Ihres Herzens und Ihres Implantats aus der Ferne überwachen kann.