

# Sentus OTW BP L

Sonde bipolaire ventriculaire gauche  
pour le traitement par resynchronisation cardiaque



## Caractéristiques principales du produit

- Corps de sonde 4,8 F en silicone, avec revêtement en polyuréthane et compatible avec les introducteurs de 5 F
- Mécanisme de fixation « courbé en S » conçu pour les vaisseaux de petites et moyennes tailles
- TwinFlex Technology® co-radiale
- Technique OTW et/ou avec mandrin
- Options de stimulation VG MultiSelect pour un repositionnement électronique
- Structure fractale et élution de stéroïdes

## Informations de commande

Modèle	Connexions	Fixation	Longueur	Numéro de référence
Sentus OTW BP L-75	IS-1	Courbe en S	77 cm	372330
Sentus OTW BP L-85	IS-1	Courbe en S	87 cm	372331
Sentus OTW BP L-95	IS-1	Courbe en S	97 cm	372332

# Sentus OTW BP L

## Spécifications techniques

Spécifications techniques		
Polarité	Bipolaire	
Longueur totale	77, 87, 97 cm	
Électrode distale		
Surface	5 mm <sup>2</sup>	
Diamètre	1,6 mm (4,8 F)	
Matériau	Platine/Iridium	
Structure de la surface	Iridium, fractale	
Fixation	Préformation en S	
Type de stéroïdes	Acétate de dexaméthasone (DXA)	
Quantité de stéroïdes	0,5 mg	
Agglomérant stéroïdes	Caoutchouc de silicone	
Électrode annulaire		
Surface	8 mm <sup>2</sup>	
Diamètre	1,6 mm (4,8 F)	
Matériau	Platine/Iridium	
Structure de la surface	Iridium, fractale	
Distance jusqu'à l'extrémité de la sonde	21 mm	
Conducteur		
Type	Co-radial (2 x 2 filaments)	
Matériau du conducteur	MP35N	
Isolant du coil	ETFE	
Isolant	Silicone	
Épaisseur de l'isolant	0,185 mm	
Revêtement partie proximale	Polyuréthane	
Diamètre	1,6 mm (4,8 F)	
Mandrins (peuvent être commandés séparément)		
S 75-K OTW (vert ; moyen)	346978	
S 75-G OTW (violet ; souple)	346977	
S 85-K OTW (vert ; moyen)	346980	
S 85-G OTW (violet ; souple)	346979	
S 95-K OTW (vert ; moyen)	375094	
S 95-G OTW (violet ; souple)	375093	
Introduceur de sonde applicable		
Introduceur de sonde SC	Min. 5 F	
Gaine SC recommandée	Selectra	
Compatibilité avec Selectra		
	Longueur du cathéter externe	Longueur du cathéter interne
Sentus OTW BP L-75	45 cm	
	55 cm	
Sentus OTW BP L-85	45 cm	59 cm / 65 cm <sup>1)</sup>
	55 cm	
Sentus OTW BP L-95	45 cm	59 cm / 65 cm / 69 cm / 75 cm <sup>1)</sup>
	55 cm	69 cm / 75 cm <sup>1)</sup>

1) La disponibilité du produit dépend de l'homologation dans chaque pays.

Fit-guide applicable	
Fil-guide	0,014" (0,36 mm)
Fil-guide recommandé	VisionWire ou Streamer

