

Sentus OTW BP S

Sonde ventriculaire gauche bipolaire
pour le traitement par resynchronisation cardiaque



Caractéristiques principales du produit

- Corps de sonde 4,8 F en silicone, avec revêtement en polyuréthane et compatible avec les introducteurs de 5 F
- Fixation par filetage en silicone conçue pour les petits vaisseaux
- TwinFlex Technology® co-radiale
- Technique OTW et/ou avec mandrin
- Options de stimulation VG MultiSelect pour un repositionnement électronique
- Structure fractale et élution de stéroïdes

Informations de commande

Modèle	Connexions	Fixation	Longueur	Numéro de référence
Sentus OTW BP S-75	IS-1	Filetage en silicone	77 cm	400722
Sentus OTW BP S-85	IS-1	Filetage en silicone	87 cm	400723
Sentus OTW BP S-95	IS-1	Filetage en silicone	97 cm	400724

Sentus OTW BP S

Spécifications techniques

Spécifications techniques		
Polarité	Bipolaire	
Longueur totale	77, 87, 97 cm	
Électrode distale		
Surface	5 mm ²	
Diamètre	1,6 mm (4,8 F)	
Matériau	Platine/Iridium	
Structure de la surface	Iridium, fractale	
Fixation	Filetage en silicone entre l'extrémité et l'électrode annulaire	
Type de stéroïdes	Acétate de dexaméthasone (DXA)	
Quantité de stéroïdes	0,5 mg	
Agglomérant stéroïdes	Caoutchouc de silicone	
Électrode annulaire		
Surface	8 mm ²	
Diamètre	1,6 mm (4,8 F)	
Matériau	Platine/Iridium	
Structure de la surface	Iridium, fractale	
Distance jusqu'à l'extrémité de la sonde	21 mm	
Conducteur		
Type	Co-radial (2 x 2 filaments)	
Matériau du conducteur	MP35N	
Isolant du coil	ETFE	
Isolant	Silicone	
Épaisseur de l'isolant	0,185 mm	
Revêtement partie proximale	Polyuréthane	
Diamètre	1,6 mm (4,8 F)	
Mandrins (peuvent être commandés séparément)		
S 75-K OTW (vert ; moyen)	346978	
S 75-G OTW (violet ; souple)	346977	
S 85-K OTW (vert ; moyen)	346980	
S 85-G OTW (violet ; souple)	346979	
S 95-K OTW (vert ; moyen)	375094	
S 95-G OTW (violet ; souple)	375093	
Introduceur de sonde applicable		
Introduceur de sonde SC	Min. 5 F	
Gaine SC recommandée	Selectra	
Compatibilité avec Selectra		
	Longueur du cathéter externe	Longueur du cathéter interne
Sentus OTW BP S-75	45 cm	
	55 cm	
Sentus OTW BP S-85	45 cm	59 cm / 65 cm ¹⁾
	55 cm	
Sentus OTW BP S-95	45 cm	59 cm / 65 cm / 69 cm / 75 cm ¹⁾
	55 cm	69 cm / 75 cm ¹⁾
¹⁾ La disponibilité du produit dépend de l'homologation dans chaque pays.		
Fit-guide applicable		
Fit-guide	0,014" (0,36 mm)	
Fit-guide recommandé	VisionWire ou Streamer	

