

Dynamic Renal

Endoprothèse en
chrome cobalt
0.014" / Rx

Fiche technique

Stent		
Type de cathéter		Échange rapide (Rx)
Matériau		Chrome cobalt, L-605
Fil-guide compatible		0.014"
Épaisseur	ø 4.5 - 5.0 mm	130 µm (0.0051")
des mailles	ø 6.0 - 7.0 mm	150 µm (0.0059")
Revêtement		PROBIO®
Marqueurs		1 marqueur proximal (radio-opaque)
Profil	ø 4.5 - 5.0 mm	1.35 mm (0.053")
de franchissement	ø 6.0 - 7.0 mm	1.70 mm (0.067")
Raccourcissement		Minimal
Introducteurs		4F (ø 4.5 - 5.0 mm)
compatibles		5F (ø 6.0 - 7.0 mm)
Extrémité		Atraumatique, courte et profilée
Longueurs utiles		80 et 140 cm
de cathéter		

Table de Compliance

Pression (atm)		Diamètre du ballonnet (mm)		
	4.5	5.0	6.0	7.0
6	4.1	4.5	5.7	6.6
7	4.2	4.6	5.8	6.7
8	4.3	4.8	5.9	6.8
9	4.4	4.9	5.9	6.9
10	4.5	5.0	6.0	7.0
11	4.6	5.1	6.1	7.1
12	4.6	5.2	6.1	7.1
13	4.7	5.2	6.1	7.2
14	4.7	5.3	6.2	7.2
15	4.7	5.3	6.2	7.3
16	4.8	5.4	6.2	7.3
17	4.8	5.4	6.3	7.3
18	4.9	5.5	6.3	7.4

Pression nominale
 Pression de rupture

1 atm = 1.013 bar

Références produits

Références
Cathéter 80 cm (fémoral)

Diamètre du stent (mm)	Longueur du stent		
	12	15	19
4.5	358574	368707	358578
5.0	358575	368708	358579
6.0	358576	368709	358580
7.0	358577	368710	358581

Références
Cathéter 140 cm (radial)

Diamètre du stent (mm)	Longueur du stent		
	12	15	19
4.5	358582	368711	358586
5.0	358583	368712	358587
6.0	358584	368713	358588
7.0	358585	368714	358589

BIOTRONIK AG
 Ackerstrasse 6
 8180 Bülach · Switzerland
 Tel +41 (0)44 8645111
 Fax +41 (0)44 8645005
 info.vi@biotronic.com
 www.biotronic.com

© BIOTRONIK AG®

Tous droits réservés. Les caractéristiques peuvent faire l'objet de modifications, de révisions et d'améliorations.


BIOTRONIK
 excellence for life