

Passeo-35

Cathéter d'angioplastie périphérique

0.035"/OTW

Données techniques

Cathéter d'angioplastie	
Catheter type	OTW
Guide recommandé	Max. 0.035"
Extrémité	Souple, courte, effilée, colorée
Matériau du ballon	PSC (Polymère semi-cristallin), compliance contrôlée
Pliage du ballon	5-plis
Revêtement du ballon	Revêtement hydrophobe Patchwork*
Marqueurs du ballon	2 marqueurs intégrés
Gamme de produits	ø 3.0 - 10.0 mm; L: 20 - 40 - 60 - 80 - 100 - 120 - 150 - 170 - 200 mm
Corps du cathéter	5F, revêtement hydrophobe, double lumière
Longueur utile du cathéter	80, 90 et 130 cm
Lumière du guide	Revêtement hydrophobe
Introducteur compatible	5F: ø 3.0 - 7.0 mm; 6F: ø 8.0 - 10.0 mm
Pression Nominale (NP)	7 atm
Pression de rupture (RBP)	11-20 atm dépendant de la taille du ballon - Voir la table de compliance ci-dessous

* Revêtement Patchwork



Table de compliance

Pression (atm)	Diamètre du ballon x longueur (mm)																													
	ø 3.0 x 20 - 40		ø 3.0 x 60 - 200		ø 4.0 x 20 - 40		ø 4.0 x 60 - 200		ø 5.0 x 20 - 100		ø 5.0 x 120 - 200		ø 6.0 x 20 - 100		ø 6.0 x 120 - 200		ø 7.0 x 20 - 100		ø 7.0 x 120 - 200		ø 8.0 x 20 - 100		ø 9.0 x 20 - 40		ø 9.0 x 20 - 80		ø 10.0 x 20 - 40		ø 10.0 x 20 - 80	
5	2.9	2.93	3.9	3.94	4.9	4.9	5.9	5.8	6.8	6.8	7.8	8.8	8.8	9.7	9.8															
7	3.0	3.00	4.0	4.00	5.0	5.0	6.0	6.0	7.0	7.0	8.0	9.0	9.0	10.0	10.0															
9	3.1	3.04	4.1	4.11	5.2	5.1	6.2	6.1	7.2	7.1	8.2	9.2	9.2	10.2	10.1															
11	3.2	3.08	4.2	4.17	5.3	5.2	6.3	6.2	7.4	7.2	8.4	9.3	9.4	10.4	10.3															
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.4	9.4	10.5	-															
13	-	-	-	-	5.4	5.2	6.5	6.3	7.6	7.2	8.6	-	-	-	-															
14	3.3	3.13	4.3	4.24	-	-	-	-	7.7	7.3	8.7	-	-	-	-															
15	-	-	-	-	5.6	5.3	6.6	6.4	-	-	-	-	-	-	-															
16	-	-	-	-	5.7	5.3	6.7	6.4	-	-	-	-	-	-	-															
17	3.4	3.17	4.4	4.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
18	-	-	-	4.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
20	3.5	3.20	4.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															

■ Pression Nominale
■ Pression de Rupture

1 atm = 1.013 bar

Références produits

Cathéter 80 cm

	Diamètre Ballon (mm)				Longueur du ballon (mm)				
	20	40	60	80	100	120	150	170	200
3.0	359545	359547	-	-	-	-	-	-	-
4.0	359546	359548	-	-	-	-	-	-	-
5.0	357282	357288	357294	357298	357302	-	-	-	-
6.0	357283	357289	357295	357299	357303	-	-	-	-
7.0	357284	357290	357296	357300	357304	-	-	-	-
8.0	357285	357291	357297	357301	357305	-	-	-	-
9.0	357286	357292	-	-	-	-	-	-	-
10.0	357287	357293	-	-	-	-	-	-	-

Cathéter 90 cm

	Diamètre du ballon (mm)			Longueur du ballon (mm)				
	60	80	100	120	150	170	200	
3.0	383231	383235	383239	383243	389775	389776	387162	
4.0	383232	383236	383240	383244	383248	383252	383256	
5.0	-	-	-	383245	383249	383253	383257	
6.0	-	-	-	383246	383250	383254	383258	
7.0	-	-	-	383247	383251	383255	383259	
8.0	-	-	-	-	-	-	-	
9.0	383233	383237	-	-	-	-	-	
10.0	383234	383238	-	-	-	-	-	

Cathéter 130 cm

	Diamètre du ballon (mm)				Longueur du ballon (mm)				
	20	40	60	80	100	120	150	170	200
3.0	359549	359551	383264	383268	383272	383276	389777	389778	387163
4.0	359550	359552	383265	383269	383273	383277	383281	383285	383289
5.0	357306	357310	357314	357318	357322	383278	383282	383286	383290
6.0	357307	357311	357315	357319	357323	383279	383283	383287	383291
7.0	357308	357312	357316	357320	357324	383280	383284	383288	383292
8.0	357309	357313	357317	357321	357325	-	-	-	-
9.0	383260	383262	383266	383270	-	-	-	-	-
10.0	383261	383263	383267	383271	-	-	-	-	-

■ 5F □ 6F

BIOTRONIK AG
 Ackerstrasse 6
 8180 Bülach · Switzerland
 Tel +41 (0)44 8645111
 Fax +41 (0)44 8645005
 info.vi@biotronik.com
 www.biotronik.com

© BIOTRONIK AG

All rights reserved. Specifications are subject to modification, revision and improvement.

 **BIOTRONIK**
 excellence for life