

BIOTRONIK Schweiz AG

Cardiac Rhythm Management

Pacemaker Advanced

Programme

Toutes les possibilités du stimulateur cardiaque avec son application:

- Fonctions avancées de la base de temps
- Hystérésis (fréquence - délais AV)
- Réponse aux fréquences élevées (commutation de mode, protection TRE)
- Asservissements (R et CLS)
- Contrôle automatique de la capture
- Diagnostics et enregistrements
- Contrôle, troubleshooting et optimisation

Pour qui?

Médecins ou personnel infirmier effectuant déjà les contrôles de routine

Quand?

Jeudi 21 mars 2019 (9:00-16:00)



Information

Inscription

Au plus tard trois semaines avant le début du cours

Tél.: +41 (0) 41 560 36 60

Email: sales@biotronik.ch

Lieu

Alpha Palmiers Hotel

Rue du Petit-Chêne 34

1003 Lausanne

Tél.: +41 (0) 21 555 59 99

Web.: www.byfassbind.com/hotel/alpha-palmiers

Contact CRM Suisse romande

Blaise Sahli

Tél.: +41 (0) 79 822 56 21

Email: blaise.sahli@biotronik.com

Béatrice Vogelsang

Tél.: +41 (0) 79 529 52 72

Email: beatrice.vogelsang@biotronik.com

Christophe Letac

Tél.: +41 (0) 79 827 28 56

Email: christophe.letac@biotronik.com

©BIOTRONIK SE & Co. KG
Tous droits réservés.
Les spécifications sont
sujettes à modifications,
révisions et améliorations.